Меры предосторожности

Не используйте прибор

- При плохом самочувствии
- Под действием алкоголя
- При приёме снотворных препаратов
- При утомлении
- Во время лечения

Если во время применения возникли боль или необычные симптомы, немедленно прекратите использование.

Повторное применение прибора на одном и том же участке или неправильное использование может повредить кожу. Если появилась необычная реакция кожи, охладите этот участок и немедленно обратитесь к медицинскому специалисту.

Даже при обычном применении у людей с чувствительной кожей может появиться лёгкое покраснение. Внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности и обеспечьте надлежащий уход за кожей после процедуры.

Противопоказания

Не используйте прибор при любом из перечисленных симптомов или состояний:

01. Покраснение и жжение после чрезмерного загара
02. Аллергия, особенно у людей с чувствительной кожей
03. **Имплантированные электронные устройства, например кардиостимулятор**
04. **Электронные медицинские устройства для поддержания жизни, например аппарат искусственного кровообращения**
05. **Носимые медицинские устройства, например портативный ЭКГ-монитор**
06. Длительный приём стероидных гормональных препаратов
07. Нарушение функции печени с признаками телеангиэктазии (видимого расширения мелких сосудов)
08. Амбулаторное лечение
09. Участки кожи с воспалёнными угрями
10. Дерматит
    - Участки кожи с дерматитом, вызванным косметическими средствами
    - Атопический дерматит

Противопоказания

11. Раздражённые участки кожи
    - Участки с высыпаниями, сопровождающимися зудом
    - Участки с высыпаниями, вызванными физическим раздражением
12. Участки, где внутри тела находятся металл, пластик, силикон или другие инородные предметы
13. Заболевания, травмы и зоны, запрещённые для обработки
    - Заболевания крови
    - Заболевания сердца
    - Острые заболевания
    - Кровоточащие участки
    - Злокачественные опухоли
    - Переломы
    - Инфекционные заболевания
    - Веки
    - Травмированные участки
    - Область черепа
14. Возраст, беременность и грудное вскармливание
    - **Детский возраст**
    - **Беременность**
    - **Грудное вскармливание**
    - Пожилой возраст
15. Паралич и возможность сообщить о своих ощущениях
    - Повторяющиеся эпизоды паралича
    - Трудности с тем, чтобы сообщить о своих ощущениях, например о боли, жжении или дискомфорте во время процедуры

Назначение прибора

Прибор предназначен исключительно для косметического применения. Он не предназначен для диагностики, лечения, излечения или профилактики заболеваний и других нарушений здоровья.

Перед использованием прочитайте все инструкции и предупреждения. Используйте прибор только в соответствии с инструкцией. Если у вас есть заболевания или вопросы, связанные со здоровьем, перед применением обязательно проконсультируйтесь с медицинским специалистом.

Источник — руководство производителя для ME-BPXT-K